

Recomanacions generals de l'oxigenoteràpia a domicili



No es pot fumar durant l'administració de l'oxigen a l'habitació on hi ha l'aparell, ja que l'oxigen és inflamable.



L'aparell d'oxigen s'ha d'allunyar de fonts de calor com la cuina, els radiadors o els aparells elèctrics.



Ventila l'habitació on hi hagi l'aparell per tal de renovar l'oxigen.



Si utilitzes cànules, lubrica el nas amb crema de cacau per evitar ferides. No facis servir cremes hidratants o vaselina.



Renta la cànula o mascareta cada dia amb aigua i sabó, i els allargadors, un cop a la setmana. Es recomana canviar la cànula o mascareta cada 15 dies.



Mantenir les bombones d'oxigen en vertical, s'ha de vigilar que no es tombin.



No moguis l'aparell pel domicili, per moure't, utilitza allargadors d'una peça amb una llargada màxima de 15 m.



El concentrador fix ha d'estar en posició vertical i a 15 cm de la paret per facilitar la circulació d'aire.



El concentrador portàtil ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica per assegurar la càrrega total de la bateria.



No alteris la dosi d'oxigen, el professional de la salut és qui determina la dosi d'oxigen.



Segueix les instruccions de manteniment de l'aparell indicades per l'empresa subministradora. En cas d'avaria, contacta-hi.